



## ® **Glutoclean** Засіб для видалення наклейок 0,5 л **Aufkleber Entferner**

Завдяки високоефективному поєднанню активних добавок видаляє лагідно по відношенню до основи та без залишків самоклеючі та міцно прилипаючі наклейки, етикетки та залишки клею.

Також для видалення чорнил, жирних та масляних забруднень, смоли та кіптяви.

### **Місце застосування:**

Для легкого видалення наклейок, стікерів, етикеток, клейких стрічок та інших клейких залишків. Також для легкого видалення чорнил, жирних та масляних забруднень, смоли та кіптяви. Придатний для таких поверхонь як напр. скло, пластмаса, деревина, ПВХ, камінь та кераміка.

### **Технічні дані:**

Склад: < 5 % неіоногенні поверхнево-активні речовини  
> 30 % аліфатичні вуглеводні

### **Спосіб застосування:**

Сушу ганчірку просочити Засобом і намочити ним залишки клеючих речовин. Залишити для дії на короткий час і починаючи з одного кута, відділити наклейку. Залишки Засобу ретельно витерти і потім змити великою кількістю води. При видаленні етикеток із синтетичних матеріалів перед застосуванням видалити верхній шар або злегка процарапати, щоб Засіб зміг проникнути. Для видалення плям потерти поверхню просоченою Засобом ганчіркою. Залишки шару, що розчинився, зняти поглинаючою ганчіркою.

### **Важлива інформація:**

Перед застосуванням завжди проводити пробу на непомітній ділянці поверхні. Не підходить для певних синтетичних матеріалів, як, напр. плексиглаз (оргскло). На лакованих поверхнях продукт необхідно застосовувати тільки розведеним з засобом для миття посуду в пропорції 1 : 1.

### **Заходи безпеки:**

Частий контакт може призвести до крихкості та розтріскування шкіри. Не допускати потрапляння в руки дітей. Пари не вдихати. Уникати контакту з очима та шкірою. При ковтанні відразу звернутися до лікаря і показати етикетку. Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.

### **Зберігання:**

Термін придатності: мін. 5 років від дати виготовлення

### **Фасовка:**

Бляшані пляшки по 500 мл - 6 штук в коробці

### **Номер артикулу:**

390 370-R